АППАРАТ ВАКУУМНОГО МАССАЖА *«УЗОРМЕД*®- ВАКУУМ»

Руководство по эксплуатации АТУД.941536.013-04 РЭ

Содержание

Перечень принятых сокращений	4
Основные сведения об изделии	5
Назначение АВМ «УЗОРМЕД ®- ВАКУУМ»	6
Показания к применению	6
Противопоказания к применению	7
Возможные побочные действия	8
Технические данные и характеристики	9
Комплектность	12
Устройство и порядок работы	13
Порядок работы	21
Меры безопасности и сведения об утилизации	31
Подготовка к работе и работа с аппаратом	32
Методические рекомендации по применению	34
Дерматология, косметология	35
Целлюлит	37
Состояние после интенсивной физической	
нагрузки	39
Спортивный массаж	41
Техническое обслуживание	43
Маркировка и пломбирование	51
Правила хранения и транспортировки	51
Гарантийные обязательства	52
Свидетельство о приёмке	53
Указания по электромагнитной совместимости	53
Гарантийные талоны	60

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АВМ – аппарат вакуумного массажа.

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.

ПСИ – приёмо-сдаточные испытания.

РЭ – руководство по эксплуатации.

СКК – служба контроля качества.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем включить аппарат вакуумного массажа (*ABM*) *«УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»* (далее просто аппарат), внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации (РЭ) и указаниями по технике безопасности.

РЭ является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики аппарата. РЭ предназначен для ознакомления с правилами эксплуатации и служит руководством при техническом обслуживании, ремонте, транспортировании и хранении аппарата.

Последний пересмотр эксплуатационной документации осуществлён 18.02.2021 г.

1. Основные сведения об изделии.

- 1.1. Перед эксплуатацией аппарата необходимо внимательно изучить его общее устройство и порядок работы, а при использовании следовать методическим рекомендациям по применению аппарата в оздоровительных учреждениях, фитнес-центрах и в быту (Раздел 8 настоящего РЭ).
- 1.2. Вакуумный массажёр выполнен в соответствии с техническими условиями ТУ 27.51.21-010-20734945-2021.
- 1.3. Декларация соответствия (*ABM*) *«УЗОРМЕД*®-*ВАКУУМ»* EAЭC № RU Д-RU.PA01.B.03918/21 от 13.04.21.
- 1.4. Аппарат имеет вид климатического исполнения УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150-69 и используется в условиях закрытых помещений при положительном температурном режиме от $+10^{\circ}$ C до $+35^{\circ}$ C, влажности не более 80%.
- 1.5. Степень защиты от проникновения воды и твердых частиц IP20 по ГОСТ 14254-2015.

- 1.6. Аппарат не пригоден для эксплуатации в среде с повышенным содержанием кислорода.
- 1.7. Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право дальнейшего совершенствования аппарата без предварительного уведомления потребителя.

2. Назначение.

2.1. Аппарат предназначен для применения в оздоровительных учреждениях, фитнес-центрах и в быту по показаниям, приведённым ниже, путём воздействия вакуумом (разрежением) в ограниченном (замкнутом) объёме.

Потенциальными потребителями являются лица с избыточным весом, с дряблой кожей со сниженным тонусом, а также люди с наличием различных стадий целлюлита, интенсивной физической нагрузки и синдромом хронической усталости.

Потенциальными пользователями могут быть также врачи-физиотерапевты и массажисты.

2.2.1. Показания к применению ABM «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ».

- Дерматология, косметология: косметический массаж
 - при увядающей коже с целью улучшения кровообращения и стимуляции обменных процессов и лифтинга;
 - с целью стимуляции образования коллагеновых волокон и разглаживания морщин.

• Целлюлит:

- при начальных стадиях целлюлита;
- для профилактики развития целлюлита;

- при стойких изменениях в тканях при целлюлите;
- при косметических дефектах.

• Состояния после интенсивной физической нагрузки:

- после интенсивной нагрузки на мышцы;
- перед предстоящей нагрузкой;
- для профилактики застойных явлений;
- при хорошо развитой мускулатуре и длительно сохраняющемся болевом синдроме.

• Спортивный массаж:

- для стимулирующего воздействия на организм спортсмена перед соревнованиями;
- с целью подготовки мышечной системы к профессиональным нагрузкам спортсменов.

2.2.2. Противопоказания к применению ABM «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ».

- сердечно-сосудистые заболевания в фазе декомпенсации, а также: стенокардия, особенно брадикардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, наличие кардиостимулятора;
- нарушение свертываемости крови и нарушение мозгового кровообращения II степени;
- печёночная и почечная недостаточность в стадии декомпенсации, хронические заболевания печени и почек, камни в почках и желчном пузыре;
- варикозная болезнь;
- кожные заболевания (дерматит, экзема, нарушение целостности кожных покровов);
- легочная и сердечно-легочная недостаточность в фазе декомпенсации;
- злокачественные и доброкачественные образования

кожи, внутренних органов (а также сегментов позвоночника, связанных с ними), наличие гемангиом в области позвоночника:

- доброкачественные новообразования, склонные к росту;
- заболевания нервной системы с резко повышенной возбудимостью;
- заболевания кроветворной системы;
- сахарный диабет в стадии декомпенсации;
- гипертиреоз, узловые образования щитовидной железы;
- психические заболевания в стадии обострения;
- гипертермия (выше 38 гр.);
- беременность;
- наличие межпозвонковой грыжи любой локализации (в случае наличия грыжи массаж проводится на периферических отделах (руки, ноги).

2.3. Возможные побочные действия.

Побочные действия и осложнения в результате применения могут возникать вследствие незнания противопоказаний.

В первую очередь: наличие выраженного атеросклероза сосудов и нарушение свертываемости крови может вызвать образование долго не проходящих гематом, кровоточивости; индивидуальная непереносимость факторов, вызывающих болевой синдром, застойные состояния, кожные высыпания, петехии.

Проведение вакуумной терапии в области лица и шеи может вызвать значительные колебания артериального давления, особенно у пациентов с вегетососудистой дистонией и гипертонической болезнью. У лиц с наличием межпозвонковых грыж возможно обострение болевого синдрома.

3. Технические данные и характеристики.

3.1. Питание аппарата осуществляется от сети пере-
менного тока частотой 50–60 Гц и напряжением 110 – 242 В.
3.2. Максимальная мощность, потребляемая аппара-
том, не более, Вт
3.3. Габаритные размеры блока управления не превы-
шают размеров, мм
Длина сетевого кабеля и шланга вакуумного,
не менее, мм 1700
Диаметр шланга вакуумного, внутренний/наружный,
мм
3.4. Масса базового блока, кг 1,5±0,15
3.5. Базовый блок обеспечивает работу канала «ВАКУ-
УМ»: канал создания локального отрицательного давления
(разрежения) в замкнутом объёме.
Максимальное значение разрежения находится в диа-
пазоне, кПа
·
пазоне, кПа

3.7.1. Режим работы статического вакуума:
Скорость роста разрежения, кПа/сек, фиксированные
значения 1, 2, 3, 4, 5 и Макс*
Максимальное разрежение, шаг установки 1 кПа, в
диапазоне, кПа 2 – 55
Скорость спада разрежения, кПа/сек, фиксированные
значения 1, 2, 3, 4, 5 и Макс*
3.7.2. Режим работы динамического вакуума:
Скорость роста разрежения, кПа/сек, фиксированные
значения 1, 2, 3, 4, 5 и Макс*
Максимальное значение разрежения,
в диапазоне, кПа 3 – 55
Время удержания максимального разрежения,
сек
Скорость спада разрежения, кПа/сек, фиксированные
значения 1, 2, 3, 4, 5 и Макс*
Минимальное значение разрежения, кПа 2 – 54
Время удержания минимального разрежения,
сек
Шаг установки разрежения, кПа 1
Количество циклов, шт 1 – 200
3.7.3. Режим работы вакуума в комбинированном
режиме представляет комбинацию из предустановленных
заводских режимов, для каждого из которых задается число
циклов повторения.

Количество предустановленных режимов работы в списке одного комбинированного режима, не более, шт 8

- 3.8. Базовый блок обеспечивает работу канала «ВА-КУУМ» с прерыванием по таймеру. Способы установки времени сеанса работы по таймеру:
 - произвольно (плавная установка);
 - фиксированно (быстрый выбор).

3.8.1. Фиксированные	э значения быстрого	выбора,
мин	0,5, 1, 2, 5, 10, 1	5, 30, 60, 90
диапазон произвольн	ой установки 5	сек – 90 мин
шаг произвольной уст	гановки, с	5
точность поддержани	я времени, %	±2
2.0. A = = = = = = = = = = = = = = = = = =	OTOD: //O 14 OD: //OD: //O	45110 51400111414

3.9. Аппарат имеет световую и звуковую сигнализации и функционирует на основе встроенного ПО.

Звуковой сигнал сигнализирует о включении блока управления в сеть и готовности к работе, о достижении крайних значений меню, о начале и окончании сеанса, некорректной установке параметров.

Информация при настройке разрежения и времени сеанса (экспозиции), а также выборе других параметров отображается на ЖКИ базового блока аппарата.

- 3.10.1. При установившемся режиме работающего канала «ВАКУУМ» уровень шума составляет, не более, дБ:

Примечания:

- * Максимально возможная скорость в условиях использования: конкретное значение зависит от объёма используемого инструмента (банки, колбы).
- ** Герметичность канала «ВАКУУМ» контролируется в течение сеанса в автоматическом режиме. Функция диагно-

стики герметичности канала работает при установленном разрежении более 5 кПа.

Внимание! Гарантированные значения параметров и характеристик, информация о конструкции и о порядке использования инструмента для вакуумного массажа указаны в РЭ на него. РЭ является неотъемлемой частью комплекта поставки аппарата при заказе его потребителем.

4. Комплектность.

4.1. Комплект поставки **АВМ «УЗОРМЕД[®]-ВАКУУМ»** по ТУ 27.51.21-010-20734945-2021 должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Кол- во
Базовый блок управления АВМ «УЗОРМЕД[®]-ВАКУУМ»	АТУД.941536.013-04	1
Руководство по эксплуатации	АТУД.941536.013-04 РЭ	1
Сетевой кабель		1
Инструмент для вакуумного массажа. Комплект банок БЛВ: 1) Банка вакуумная (типоразмеры рабочей части — 7, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 85 мм) — 1 шт.; 2) Насадка демпфирующая — 1 шт.; 3) Шланг вакуумный, марка ТСМ-4/8 — 1 шт.; 4) Паспорт — 1 шт.; 5) Упаковочный материал — 1 комп.	АТУД.472660.005 АТУД.472660.005 ПС РУ № РЗН 2019/9527 от 16.01.2020 РУ № ФСР 2010/06803 от 26.05.2017	*
Принадлежно	СТИ	
Фильтр для канала разрежения	«SCT», марка ST-337	1**

- * Количество и номенклатура уточняются по заказу потребителя. Допускается использование другого инструмента (банок, колб) для вакуумного массажа с присоединительным размером вакуумного шланга 4-5 мм с допустимым значением разрежения не менее 60 кПа и удовлетворяющего требованию устойчивости поверхности к дезинфекции 1,5% раствором бианола в течение 30 минут.
- ** Допускается использование другого фильтра удовлетворяющего качества и соответствующих присоединительных размеров.

5. Устройство и порядок работы.

5.1. Аппарат (см. рис. 1) состоит из блока управления (базового блока), к которому подключается банка для создания вакуума в заданном объёме. На верхней панели базового блока (рис. 2) располагается выключатель сетевого питания 1 с указателями положения выключенного и включенного состояний - «0» и «I» соответственно, а также канал разрежения ВАК. Инструмент для вакуумного массажа подсоединяется через вакуумный шланг с фильтром по направлению к входу канала разрежения 2 (в соответствии с рис. 1).

Шильдик с информацией о названии модели аппарата, дате изготовления, производителе и т.п. располагается в углублении нижней части корпуса. Разъём для подключения сетевого кабеля расположен на задней стенке аппарата совместно с шильдиком сети. Ввиду отсутствия необходимости соблюдения полярности разъём не имеет ключа для подключения разъёма сетевого кабеля и допускает подключение в любом положении.

Базовый блок аппарата имеет в своём составе самовосстанавливающиеся предохранители, не являющиеся доступной частью и не требующие замены при нормальной эксплуатации.

Лицевая панель (рис. 3) содержит следующие органы управления и индикации:

- ЖКИ для отображения параметров и работы канала «ВАКУУМ» 3.
- Кнопка«НАЗАД/РЕЖИМ» канала разрежения 4 служит для перехода в меню более высокого уровня без сохранения параметра. Кроме того, данная кнопка служит для просмотра установленных параметров сеанса вакуумной терапии.
- Кнопка «ВЫБОР» 5 служит для входа в выбранное меню и сохранения выбранного параметра*.
- Кнопки «+» и «-» 6, служат для выбора строки меню и изменения значения выбранного параметра.
- ▶ Кнопка «ПУСК/СТОП» 7 служит для запуска и остановки работы.

Примечание:

- * Для сохранения параметра, отображаемого в меню, достаточно также запустить сеанс, нажав на кнопку **7**.
- 5.2. Общая структура меню канала разрежения приведена на рисунке 3.1. Структура меню канала разрежения в зависимости от выбранного режима приведена на рисунках 3.2 3.4.
- 5.3. При работе с **ABM «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»** предусмотрены:

- Световая и звуковая сигнализации при включении питания аппарата.
- Световая и звуковая сигнализации начала и окончания сеанса.
- > Световая сигнализация при нажатии кнопок аппарата.
- Звуковая сигнализация при достижении крайних положений меню и значений параметров сеанса во время их установки.
- Графическая индикация устанавливаемых параметров разрежения.
- Цифровая индикация оставшегося времени сеанса.
- Цифровая индикация оставшегося количества циклов для динамического и комбинированного режимов работы канала разрежения.
- Автоматическая установка режимов предыдущего сеанса при включении аппарата (память последнего сеанса).
- Возможность быстрого выбора или плавной установки параметров и времени сеанса (кроме динамического и комбинированного режимов работы).
- Возможность чтения и записи в память пользовательских настроек режимов статического и динамического вакуума.
- Возможность быстрого выбора режимов статического или динамического вакуума по показаниям заводских предустановленных режимов:
 - тренирующий 40 кПа
 - тренирующий 50 кПа
 - стимулирующий
 - щадящий
 - тонизирующий
 - обезболивающий.

- Возможность создания пользовательского комбинированного режима из заводских предустановленных режимов или пользовательских настроек.
- Диагностика герметичности канала «ВАКУУМ» и его автоматическое отключение в случае отсутствия герметичности системы.
- Текстовые подсказки для оператора, отображаемые на ЖКИ.
- 5.4. Базовый блок аппарата имеет световую и звуковую сигнализации и функционирует на основе встроенного ПО. Звуковой сигнал сигнализирует о включении блока управления в сеть и готовности к работе, о достижении крайних значений меню, о начале и окончании сеанса, а также о некорректной установке параметров.

При настройке времени экспозиции, а также выборе других параметров сеанса соответствующая информация отображается на ЖКИ базового блока аппарата.




Рисунок 1. Внешний вид базового блока ABM «УЗОРМЕД[®]-ВАКУУМ» и содержание информации об изделии.



Рисунок 2. Верхняя панель базового блока $ABM \ «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ».$




Рисунок 3. Лицевая панель базового блока ABM «УЗОРМЕД $^{\otimes}$ -ВАКУУМ».




Рисунок 3.1. Общая структура меню.




Рисунок 3.2. Структура меню для статического режима. меню каналов излучения.

Значение символов в обозначении режима в памяти и при просмотре текущих параметров: $X_1 - X_2 - X_3$

 X_1 – скорость роста разрежения в кПа/сек: может принимать значение 1÷5, M;

 X_2 – значение максимального разрежения в кПа: может принимать значение 2÷55;

 X_3 — скорость спада разрежения в кПа/сек: может принимать значение 1÷5, M; Например, запись **2-40-М** обозначает, что установлен режим со скоростью роста 2 кПа/сек до разрежения 40 кПа и максимальной скоростью спада разрежения после окончания сеанса.




Рисунок 3.3. Структура меню для динамического режима.

Значение символов в обозначении режима в памяти и при просмотре текущих параметров: $X_1 - X_2 - X_3 - X_4 - X_5 - X_6$

X₁ – скорость роста разрежения в кПа/сек: может принимать значение 1÷5, М;

 X_2 – значение максимального разрежения в кПа: может принимать значение 3÷55;

 X_3 – время удержания разрежения в максимуме в сек: может принимать значение 1 ÷ 240;

 X_4 – скорость спада разрежения в кПа/сек: может принимать значение 1÷5, M; X_5 – значение минимального разрежения в кПа: может принимать значение 2÷54; X_6 – время удержания разрежения в минимуме в сек: может принимать значение 1÷240.

Например, запись **M-40-60-1-20-120** обозначает, что установлен режим с максимально возможной в данных условиях скоростью роста разрежения до 40 кПа, с удержанием этого значения в течение минуты и последующим спадом разрежения со скоростью 1 кПа/сек до 20 кПа с удержанием этого значения в течение 2-х минут.




Рисунок 3.4. Структура меню для комбинированного режима.

Режим состоит из списка режимов, отображаемых в меню «ПАРАМЕТРЫ».

5.5. Порядок работы.

- 5.5.1. Работа в статическом режиме.
- 5.5.1.1. Подключите кабель питания аппарата к сети переменного тока и переведите выключатель сетевого питания в положение «**I**», при этом на ЖКИ появится главное меню, показанное на рисунке 4.



Рисунок 4. Главное меню.

Примечание: здесь и далее внешний вид меню на ЖКИ показан условно.

5.5.1.2. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Режим» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню установки режима работы, показанное на рисунке 5.




Рисунок 5. Меню выбора режима работы.

- 5.5.1.3. Выберите статический режим работы вакуумного канала и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ появится главное меню настройки вакуумного канала, показанное на рисунке 4, а рядом с пунктом «Режим» будет отображаться выбранный режим работы.
- 5.5.1.4. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Параметры» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню установки параметров статического режима работы, показанное на рисунке 6 а.



Рисунок 6. Параметры статического режима.

Примечание: штриховой линией показан мигающий сегмент графика.

5.5.1.5. Кнопками «+» или «–» установите необходимую скорость роста разрежения и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится меню установки максимального разрежения, показанное на рисунке 6 б.

- 5.5.1.6. Кнопками «+» или «–» установите необходимое максимальное разрежение и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится меню установки скорости спада, показанное на рисунке 6 в.
- 5.5.1.7. Кнопками «+» или «–» установите необходимую скорость спада разрежения и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится главное меню, показанное на рисунке 4.
- 5.5.1.8. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Таймер» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню выбора способа установки таймера, показанное на рисунке 7.




Рисунок 7. Меню выбора способа установки таймера сеанса.

5.5.1.9. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Произвольно» (способ установки таймера) и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню установки таймера, показанное на рисунке 8.




Рисунок 8. Меню произвольной установки таймера сеанса.

5.5.1.10. Кнопками «+» или «–» установите необходимое значение таймера сеанса и нажмите кнопку «ВЫБОР»,

при этом на ЖКИ отобразится главное меню, показанное на рисунке 4.

После этого вакуумный канал считается настроенным и готовым к запуску сеанса.

5.5.1.11. При необходимости быстрого выбора значений времени сеанса повторите манипуляции в соответствии с п. 5.5.1.8. — 5.5.1.9, выбрав нужное значение таймера из списка фиксированных значений таймера меню «Фиксировано».

Запуск сеанса осуществляется нажатием кнопки «ПУСК/СТОП».

- 5.5.2. Работа в динамическом режиме.
- 5.5.2.1. Подключите кабель питания аппарата к сети переменного тока и переведите выключатель сетевого питания в положение 1, при этом на ЖКИ появится главное меню, показанное на рисунке 4.
- 5.5.2.2. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Режим» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню установки режима работы, показанное на рисунке 5.
- 5.5.2.3. Выберите динамический режим работы вакуумного канала и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ появится главное меню настройки вакуумного канала, показанное на рисунке 4, а рядом с пунктом «Режим» будет отображаться выбранный режим работы.
- 5.5.2.4. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Параметры» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню установки параметров динамического режима работы, показанное на рисунке 9 а.




Рисунок 9. Параметры динамического режима.

Примечание: штриховой линией показан мигающий сегмент графика.

- 5.5.2.5. Кнопками «+» или «–» установите необходимую скорость роста разрежения и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится меню установки максимального разрежения, показанное на рисунке 9 б.
- 5.5.2.6. Кнопками «+» или «–» установите максимальное разрежение и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится меню установки времени максимального разрежения, показанное на рисунке 9 в.
- 5.5.2.7. Кнопками «+» или «–» установите время максимального разрежения и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится меню установки скорости спада разрежения, показанное на рисунке 9 г.
- 5.5.2.8. Кнопками «+» или «–» установите необходимую скорость спада разрежения и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится меню установки минимального разрежения, показанное на рисунке 9 д.

- 5.5.2.9. Кнопками «+» или «–» установите минимальное разрежение и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится меню установки времени минимального разрежения, показанное на рисунке 9 е.
- 5.5.2.10. Кнопками «+» или «–» установите время минимального разрежения и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится главное меню настройки вакуумного канала, показанное на рисунке 4.
- 5.5.2.11. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Таймер» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню установки числа циклов повторения динамического режима, показанное на рисунке 10.




Рисунок 10. Меню установки числа циклов динамического режима.

В скобках указано ориентировочное время сеанса в масштабе реального времени.

Кнопками «+» или «–» установите необходимое число циклов (ориентировочное время сеанса при этом отображается в скобках) и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится главное меню настройки вакуумного канала, показанное на рисунке 4.

После этого вакуумный канал считается настроенным и готовым к запуску сеанса.

Запуск сеанса осуществляется нажатием кнопки «ПУСК/СТОП».

- 5.5.3. Работа в комбинированном режиме.
- 5.5.3.1. Подключите кабель питания аппарата к сети переменного тока и переведите выключатель сетевого питания в положение «**I**», при этом на ЖКИ появится главное меню, показанное на рисунке 4.
- 5.5.3.2. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Режим» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню установки режима работы, показанное на рисунке 5.
- 5.5.3.3. Выберите комбинированный режим работы вакуумного канала и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ появится главное меню настройки вакуумного канала, показанное на рисунке 4, а рядом с пунктом «Режим» будет отображаться выбранный режим работы.
- 5.5.3.4. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Параметры» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню выбора, состоящее из названий переменных предустановленных режимов (возможно их отсутствие, если предварительные установки были стёрты) и двух постоянных строк «Добавить» и «Стереть всё», показанное на рисунке 11.

Комбинир. режим Режим 01 Добавить Стереть все

Рисунок 11. Параметры комбинированного режима вакуумного канала.

Примечание: Название режима показано условно.

5.5.3.5. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Стереть все» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом список выбранных режимов «обнулится» (рисунок 11 без верхней строки).

5.5.3.6. Кнопками «+» или «–» выберите пункт «Добавить» и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится список предустановленных заводских режимов, показанный на рисунке 12.

Выбор режима
Режим 01
Режим 02
Режим 03

Рисунок 12. Список предустановленных режимов.

Примечание: Названия режимов показаны условно.

5.5.3.7. Кнопками «+» или «–» выберите нужный предустановленный режим и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом отобразится меню установки числа повторов выбранного режима в рамках настраиваемого комбинированного режима, показанное на рисунке 13.




Рисунок 13. Меню установки числа циклов для выбранного предустановленного режима.

В скобках указано ориентировочное время сеанса в масштабе реального времени.

5.5.3.8. Кнопками «+» или «–» выберите число циклов и нажмите кнопку «ВЫБОР», при этом на ЖКИ отобразится меню выбора предустановленных режимов, показанное на рисунке 12.

- 5.5.3.9. Повторите пункты 5.5.3.5 5.5.3.8 для добавления необходимых предустановленных режимов в состав комбинированного режима.
- 5.5.3.10. Нажмите кнопку «НАЗАД/РЕЖИМ» для выхода в главное меню, показанное на рисунке 4.

После этого вакуумный канал считается настроенным и готовым к запуску сеанса.

- 5.5.4. Запуск канала «ВАКУУМ».
- 5.5.4.1. Настройте параметры работы вакуумного канала в соответствии с методикой 5.5.
- 5.5.4.2. Нажмите кнопку «ПУСК/СТОП» для запуска сеанса.

При этом, в зависимости от настроенного режима, на ЖКИ будет выведено меню сеанса:

- а) для статического режима меню приведено на рисунке 14;
- б) для динамического режима меню приведено на рисунке 15;
- в) для комбинированного режима меню соответствует рисунку 15 за исключением наличия дополнительной надписи с номером текущего режима из списка комбинированного режима в верхнем правом углу ЖКИ.

Идет сеанс	
Рост	
40 (25) кПа	
27	

V	1дет сеанс	
	04:59	
	40 (25) кПа	
	8 9%	

Идет сеанс	
Спад	
40 (25) кПа	
, ,	
	_

Рисунок 14. Меню сеанса для статического режима. В скобках указано фактическое значение разрежения.

Ещё 10 цик.	
40 (25) кПа	
Рост	

a

Идет сеанс
Ещё 10 цик.
40 (40) кПа
Максимум: 00:05 с

Идет сеанс	
Ещё 10 цик.	
40 (25) кПа	
Спад	

B

Идет сеанс Ещё 10 цик. 40 (40) кПа Минимум: 00:05 с

г

Рисунок 15. Меню сеанса для динамического режима.

В скобках указано фактическое значение разрежения.

Примечание: Фазы сеанса сменяют друг друга последовательно до завершения сеанса.

5.5.4.3. Ожидайте завершения сеанса.

Примечание: В случае разгерметизации вакуумной системы или при неплотном прилегании к телу пациента аппарат ориентировочно через 60 секунд после начала сеанса фиксирует разгерметизацию. При этом сеанс прекращается, а на ЖКИ выводится предупреждение, приведенное на рисунке 16. Для закрытия данного предупреждения нажмите кнопку «НАЗАД/РЕЖИМ». После устранения причины нарушения герметичности сеанс можно продолжить с очередного запуска или программирования новых параметров.

Разгерметизация Сеанс прерван

Рисунок 16. Предупреждение в случае разгерметизации во время сеанса.

6. Меры безопасности и сведения об утилизации.

- 6.1. Питание аппарата осуществляется от сети переменного тока, частота 50–60 Гц, напряжением 110–242 В. Перед каждым включением аппарата в сеть проверяйте целостность изоляции.
- 6.2. Не допускайте попадания влаги внутрь аппарата при его дезинфекции и санитарной обработке.

Внимание! При проведении процедур с вакуумом рекомендуется всегда использовать фильтр и своевременно менять его для предотвращения попадания внутрь вакуумного насоса влаги, гелей, мазей и т.п. веществ во избежание преждевременного выхода аппарата из строя. Установку фильтра производить в соответствии с указателем направления на фильтре, изображённом на рис. 1. При вытекании жидкости из аппарата дальнейшая его эксплуатация до исправления дефекта запрещена.

- 6.3. Запрещается устранять неисправности самостоятельно.
- 6.4. После транспортирования в условиях отрицательных температур аппарат должен быть выдержан при комнатной температуре не менее 4 часов.

Внимание! Техническое обслуживание аппарата и ремонтные работы должны выполняться только после его отключения от электрической сети.

- 6.5. По общим требованиям безопасности аппарат соответствует требованиям ГОСТ IEC 60335-1-2015 и в части электробезопасности выполнен по классу защиты II.
- 6.6. По электромагнитной совместимости аппарат соответствует изделиям по степени жёсткости 3 по ГОСТ 30804.4.2-2013.

- 6.6.1. Изделие требует применения специальных мер для обеспечения электромагнитной совместимости и должно быть установлено и введено в эксплуатацию в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в настоящем РЭ. Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказать воздействие на изделие.
- 6.6.2. Использование принадлежностей, преобразователей и кабелей, не указанных в перечне комплекта поставки (за исключением принадлежностей, преобразователей и кабелей, поставляемых изготовителем изделия в качестве сменных частей для внутренних деталей) может привести к увеличению электромагнитной эмиссии или снижению помехоустойчивости изделия.
- 6.7. По окончанию срока службы аппарат должен быть утилизирован в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012. По категории электротехнического и электронного оборудования аппарат относится к категории А.3 и не содержит химических источников тока. Специальных требований к утилизации аппарат не имеет.

7. Подготовка к работе и работа с аппаратом.

- 7.1. Подготовка аппарата к эксплуатации начинается с распаковки тары, в которую он был упакован при транспортировании, и проверки комплектности.
- 7.2. После транспортирования аппарата в условиях отрицательных температур аппарат (базовый блок и комплектующие) выдерживают при комнатной температуре в течение 3-4 часов.

- 7.3. Извлеките аппарат из упаковки. Убедитесь в целостности корпуса базового блока, банок (колб), фильтра канала разрежения и электрических кабелей.
- 7.4. Перед включением аппарата внимательно изучите расположение и назначение органов управления и индикации, расположенных на аппарате.
- 7.5. Подключите к каналу разрежения **2** (см. рис. 2) массажную банку.
- 7.6. Вставьте разъём сетевого кабеля в разъём сетевого напряжения, находящийся на задней стенке базового блока, и подключите кабель к сетевой розетке. Нажмите выключатель 1, переключив его в положение «I». При этом включится ЖКИ, и прозвучит звуковой сигнал.
- 7.7. В соответствии с эксплуатационной документацией на инструмент для работы с вакуумом и настоящим РЭ проведите проверку работоспособности канала «ВАКУУМ».
- 7.8. В соответствии с методическими рекомендациями (Раздел 8) установите необходимые параметры сеанса.
- 7.9. Проведите сеанс в соответствии рекомендациями по применению.
- 7.10. По истечении запрограммированного времени облучения раздастся звуковой сигнал, и произойдёт отключение вакуума. Для досрочного окончания сеанса нажмите кнопку 7 канала на базовом блоке аппарата. При этом разрежение будет выключено, таймер остановлен. Повторное нажатие на эту же кнопку позволит продолжить сеанс массажа с момента остановки.
- 7.11. По окончании работы нажмите выключатель **1** (см. рис. 2), переключив его в положение **«0»** и отключите аппарат от сети.

- 7.12. В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц необходимо производить дезинфекцию наружной поверхности аппарата салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644-9683 путём двукратного протирания салфеткой из бязи. Интервал между протираниями 15 минут.
- 7.12.1. Дезинфекцию инструмента производить каждый раз перед использованием химическим методом (погружением в дезинфицирующее средство) 1,5% раствором бианола (РФ) в течение 30 минут. По окончании дезинфекционной выдержки изделие промывают проточной питьевой водой. Оставшиеся загрязнения при их наличии тщательно отмывают с помощью марлевых или бязевых механических средств.

8. Методические рекомендации по применению.

Аппарат **«УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»** обладает следующими базовыми программами:

1. Тренирующая.

Статический режим (3-40 (50)-M) – режим со скоростью нарастания разрежения 3 кПа/сек до значения разрежения 40 кПа (50 кПа – в зависимости от зоны воздействия) и максимальной скоростью спада.

2. Стимулирующая.

Динамический режим (M - 55 - 120 - 3 - 20 - 180) - режим с максимальной скоростью нарастания разрежения до 55 кПа и удерживанием этого значения в течение двух минут, со спадом со скоростью 3 кПа/сек до 20 кПа и удерживанием этого значения в течение 3 минут.

3. Щадящая.

Динамический режим (10-50-3-5-1-5) – режим со скоростью нарастания разрежения 10 кПа/сек до 50 кПа и удерживанием этого значения в течение 3 секунд, со спадом со скоростью 5 кПа/сек до 1 кПа и удерживанием этого значения в течение 5 секунд.

4. Тонизирующая.

Динамический режим (M-55-20-макс.-2-30)- режим с максимальной скоростью нарастания разрежения до 55 кПа и удерживанием этого значения в течение 20 секунд, с максимальной скоростью спада до 2 кПа и удерживанием этого значения в течение 30 секунд.

5. Обезболивающая.

Динамический режим (4-30-4-4-2-4) – режим со скоростью нарастания разрежения 4 кПа/сек до 30 кПа и удерживанием этого значения в течение 4 секунд, со спадом со скоростью 4 кПа/сек до 2 кПа и удерживанием этого значения в течение 4 секунд.

Число циклов (времени) для каждой из программ можно настроить отдельно.

8.1. Дерматология, косметология.

Косметический массаж при увядающей коже.

Мягкий вакуумный массаж активизирует кровообращение кожи лица и стимулирует лимфоотток, что при регулярном проведении процедуры уменьшает отечность, снимает мышечный спазм, разглаживает морщины.

Для того, чтобы «подтянуть» лицо, необходимо воздействовать на подкожные структуры, то есть на мышцы лица, с целью улучшения микроциркуляции в тканях, сти-

мулировать метаболические процессы в них и образование необходимого для тонуса кожи коллагена.

Движения должны быть мягкими и скользящими,не растягивающими кожу. При переходе от одного участка к другому можно немного изменить напряжение. При массаже лица используют технику линейного массажа, изображенную на рисунке 17.




Рисунок 17. Зоны воздействия и направление проведения массажа.

В таблице 2, 3 отображены режимы сеансов и время их проведения.

Таблица 2

Зона воздействия	Режим	Минуты
Рефлекторная зона (область шеи)	тренирующий	3+3 паравертебрально
По ходу массажных линий	тонизирующий	суммарное 5-10

Методика обеспечивает улучшение кровообращения и обменных процессов в коже, стимуляцию образования коллагеновых волокон, разглаживание морщин. При проведении процедуры кожу не растягивать.

Таблица 3

Зона воздействия	Режим	Минуты
Рефлекторная зона (область шеи)	тренирующий	3+3 паравертебрально
По ходу массажных линий	стимулирующий	5

Методика применяется в возрасте после 50 лет при увядающей коже с целью стимуляции обменных процессов, кровообращения и лифтинга.

8.2. Целлюлит.

Причинами возникновения целлюлита являются нарушение кровообращения и лимфотока в коже, несбалансированное питание, отсутствие физической нагрузки, что приводит к образованию так называемой «лимонной корочки» и уплотнений кожи преимущественно в области бедер и живота, иногда к болевому синдрому и косметическим дефектам. Задача вакуумного массажа — нормализовать лимфоток, улучшить кровообращение, стимулировать тонус мышц.

Результатом процедуры вакуумного массажа является уменьшение проявлений целлюлита, нормализация мышечного тонуса, повышение обмена веществ и улучшение усвоения продуктов лечебного и косметического назначения (масел, кремов, лосьонов и т.д.).

На рисунке 18 приведены зоны воздействия и направление проведения массажа.




Рисунок 18. Зоны воздействия и направление проведения массажа.

В таблице 4, 5 и 6 отображены режимы сеансов и время их проведения.

Таблица 4

Зона воздействия	Режим	Минуты
1. Зона живота	тонизирующий	3
2. Зона бедер	стимулирующий	5+5 два бедра
3. Зона ягодиц	стимулирующий	3+3 две ягодицы

Метод применяется при начальных стадиях целлюлита.

Таблица 5

Зона воздействия	Режим	Минуты
1. Зона живота	тонизирующий	3
2. Зона бедер	тонизирующий	5+5 оба бедра
3. Зона ягодиц	тонизирующий	3+3 обе ягодицы

Метод применяется для профилактики развития целлюлита.

Таблица 6

Зона воздействия	Режим	Минуты
1. Зона живота	стимулирующий	3
2. Зона бедер	стимулирующий	5+5 оба бедра
3. Зона ягодиц	стимулирующий	3+3 обе ягодицы

Метод предназначен при стойких изменениях в тканях при целлюлите, косметических дефектах.

8.3. Состояние после интенсивной физической нагрузки.

Релаксация, снятие мышечного спазма, улучшение лимфо- и кровообращения посредством вакуумного массажа — основные цели процедуры. Рекомендуется при первых признаках переутомления, синдроме хронической усталости и повышенной нервной возбудимости. Вакуумный массаж может проводиться с антистрессовыми маслами и сочетаться с ароматерапией.

Методика обычно используется при хорошо развитой мускулатуре и длительно сохраняющемся болевом синдроме с целью глубокого прогревания и рассасывания продуктов обменных процессов в мышцах.

На рисунке 19 приведены зоны воздействия и направление проведения вакуумного массажа.




Рисунок 19. Зоны воздействия и направление проведения массажа.

В таблице 7, 8 отображены режимы сеансов и время их проведения.

Таблица 7

Зона воздействия	Режим	Минуты
1. Область спины	статический, 50-55	3+3 паравертебрально
2. Область рук	статический, 30-35	3+3 обе руки
3, 4. Область ног	статический, 40-45	3+3 обе ноги

Данная методика применяется сразу после интенсивной нагрузки на мышцы с целью предотвращения накопления продуктов обмена в мышцах.

Таблица 8

Зона воздействия	Режим	Минуты
1. Область спины	статический, 50-55	5
2. Область рук	статический, 30-35	3+3 обе руки
3,4. Область ног	статический, 40-45	3+3 обе ноги

Методика может быть применена перед предстоящей нагрузкой для профилактики застойных явлений.

8.4. Спортивный массаж.

Спортивный вакуумный массаж применяют в период тренировок спортсменов с целью совершенствования физических и психоэмоциональных качеств, снятия возбуждения и более быстрого восстановления работоспособности.

Спортивный массаж способствует улучшению дренажных функций, ускоренному выведению продуктов обмена, лучшей утилизации недоокисленных продуктов обмена, устранению ригидности тканей и снятию мышечного напряжения. На рисунке 20 приведены зоны воздействия и направление проведения спортивного массажа.




Рисунок 20. Зоны воздействия и направление проведения спортивного массажа.

В таблице 9 отображены режимы сеансов и время их проведения.

Таблица 9

Зона воздействия	Режим	Минуты
1. Рефлекторная зона	тренирующий	5+5
		паравертебрально
2. Область мышц спины	стимулирующий	5
3. Область суставов	стимулирующий	5
		на сустав
4. Область конечностей	стимулирующий	5
		на конечность

Методика используется для стимулирующего воздействия на организм спортсмена перед соревнованием с целью подготовки мышечной системы к профессиональным нагрузкам. Достигается максимальное прогревание

на счет улучшения кровообращения, увеличивается объем движений в суставах, гибкость, отмечается стимулирующее воздействие на весь организм.

9. Техническое обслуживание.

- 9.1. Для обеспечения надежной работы аппарата своевременно проводите проверку технического состояния, пользуясь при этом настоящим РЭ.
- 9.2. При техническом обслуживании соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе «Меры безопасности и сведения об утилизации».
- 9.3. Технические требования, средства и методы проведения технического обслуживания приведены в таблице 10, перечень возможных неисправностей в таблице 10.1.
- 9.4. В случае обнаружения несоответствия аппарата техническим требованиям, указанным в таблице 10, дальнейшая его эксплуатация запрещена, и он подлежит ремонту.
- 9.5. По решению пользователя при достижении аппаратом предельного состояния, когда ремонт аппарата проводить нецелесообразно, аппарат следует утилизировать в соответствии с п. 6.7 настоящего РЭ.

Таблица 10 Виды и требования технического обслуживания

But a impedadatan mexita teckoeo doenykadatan			
Вид техниче- ского обслу- живания	Кем выполняется, периодичность	Содержание работ. Методы и средства проведения проверки техниче- ского состояния	Технические требования
Ввод в эксплуатацию.	В соответствии с условиями договора поставки силами поставщика в присутствии представителя пользователя (владельца), либо самостоятельно пользователем. Однократно.	1. Вскрытие упаковки, проверка комплектности и целостности. 2. Включение, проверка функционирования в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. 3. Обучение персонала правилам технической эксплуатации аппарата. 4. Оформление Акта сдачи-приемки аппарата в эксплуатацию. 5. Запись в Журнал технического обслуживания о возможности эксплуатации.	Отсутствие следов деформации на упаковке. Соответствие комплектности технической документации в объеме и требованиях текущего контроля технического состояния. Согласно Разделу 8 настоящего РЭ.

Контроль технического состояния перед использованием.	Лицами, занимающимися эксплуатацией аппарата, перед началом работы с аппаратом.	1. Внешний осмотр рабочего места и аппарата, включая колбы.	Отсутствие условий для возможного падения аппарата и комплектующих (надежная установка на рабочем столе, стойке) либо возможности их деформации окружающими предметами в процессе подготовки и при проведении процедур. Отсутствие трещин и других повреждений на корпусе аппарата и другом инструменте.
		2. Проверка соблюдения мер безопасности при подготовке аппарата к работе. Проверяются: сетевой кабель, разъемы и соединительные кабели, инструмент для вакуумного массажа, средства индивидуальной защиты, наличие потенциальных рисков.	разъёме. Целостность оболочек и отсутствие перекручивания сетевого шнура. Позиционирование аппарата относительно пациента, должно исключать натяжение сетевого шнура, соединительных трубок.

		3. Проверка основных функций аппарата.	Раздел 7 настоя- щего РЭ.
		Проверяется: Наличие световой индикации при включении аппарата.	Должен включиться ЖКИ.
		Наличие звуковой сигнализации при включении.	Должен звучать кратковременный звуковой сигнал.
			В соответствии с п.3.10; 5.4 настоящего РЭ.
		Контроль работы канала «Вакуум».	На соответствие установок таймера и создания разрежения в соответствии с п.5.5.
Перио- дический (плановый) контроль	Специалистами по техническому обслуживанию техники.	1. Проверка целостности корпусов базового блока, сетевого	Отсутствие царапин на корпусе и повреждений пломб.
технического состояния.	Не реже 1 раза в 12 месяцев. С осуществлени- ем записи в жур-	электрического кабеля, разъемов и соединительных кабелей.	Целостность оболочек и отсутствие повреждений сетевого шнура и соединительных трубок.
	нал Техническо- го обслуживания о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимо- сти ремонта.	2. Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации базового блока.	Целостность, четкость фиксации и срабатывания сетевого выключателя и кнопок установки параметров, исправность индикаторов.

		3. Контроль состояния поверхности деталей, контактирующих с телом пациента.	Отсутствие трещин, сколов, видимых изменений оптических материалов, нарушение геометрии.
		4. Проверка аппарата на соответствие требованиям электробезопасности;	В соответствии с п.6.5 настоящего РЭ.
		5. Инструмен- тальный контроль основных техни- ческих характери- стик.	В соответствии с Разделом 3 настоящего РЭ.
Текущий контроль технического состояния	Специалистами по техническому обслуживанию техники Выполняется в порядке вход-	Проверяется: 1. Отсутствие внешних повреждений, состояние липких аппликаций и пломбы на базовом блоке.	Отсутствие царапин на корпусе и повреждений пломб.
	ного контроля при поступлении аппарата в эксплуатацию (в том числе после ремонта	2. Инструментальный контроль основных технических характеристик.	В соответствии с Разделом 3 настоящего РЭ.
	или перемещения аппарата, при котором осуществляется отсоединение/ подключение сетевого шнура, или после про-	3. Соответствие технических данных и характеристик аппарата, указанным в техническом описании и РЭ.	Технические данные и характеристики должны соответствовать Разделу 3 настоящего РЭ.
	должительного перерыва в работе (хране- ние на складе), а также при отказах систем аппарата	Осуществляется запись в журнал Технического обслуживания о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости ремонта.	

Периодичес- кое техниче- ское обслу- живание	Специалистами по техническому обслуживанию техники. Периодичность 1 раз в 6 месяцев или по результатам контроля технического состояния (текущее техническое обслуживание).	В рамках Текущего контроля технического состояния. С осуществлением записи в журнал Технического обслуживания о заключении пригодности к эксплуатации или необходимости ремонта.	Отсутствие царапин на корпусе и повреждений пломб. Технические данные и характеристики должны соответствовать Разделу 3 настоящего РЭ.
Текущий ремонт	Предприятиемизготовителем аппарата или предприятиями по ремонту, имеющими договор с ООО БИНОМ на сервисное обслуживание	Восстановление работоспособности и технических характеристик путем проведения диагностики и ремонта с заменой вышедших из строя запчастей, деталей, узлов.	При ремонте должны быть соблюдены меры безопасности, указанные в разделе 6 настоящего РЭ.
	аппаратов, как на месте эксплуатации аппарата, так и на производ- ственных пло- щадях службы технического обслуживания.	Проведение после ремонтных испытаний в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик отремонтированного изделия значениям, приведенным в эксплуатационной документации. Составление Акта диагностики и выполненных работ с перечнем замененных запчастей, деталей, узлов.	В соответствии с п.п. 9.1 - 9.4 РЭ. Предоставление гарантии на отремонтированные узлы на последующий срок эксплуатации при соблюдении пользователем требований эксплуатационной документации.

Таблица 10.1 Перечень возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
После включения аппарата не включается ЖКИ.	Отсутствие напряжения или плохой контакт в сетевой розетке или сетевом разъёме базового блока. Срабатывание защитного автомата. Выход из строя аппарата.	Проверить надёжность подключения сетевого разъема к розетке сетевого кабеля и к сетевому разъёму аппарата. Если сетевой разъем вставлен в розетку до упора, а индикатор не включается, проверить защитный автомат (при необходимости переключить) или использовать альтернативную розетку. При отрицательном результате необходим ремонт, осуществляемый предприятием-изготовителем или уполномоченной организацией*.
Отсутствует звуковой сигнал после включения аппарата и по истечении установленного времени сеанса.	Неисправность звукового извещателя.	Необходим ремонт, осуществляемый предприятием-изготовителем или уполномоченной организацией*.
Срабатывает автоматическое отключение работы канала «ВАКУУМ».	Нарушена герметичность канала.	Проверить и, при необходимости, восстановить плотность присоединения вакуумных шлангов к колбе/банкам, фильтру, базовому блоку. Проверить целостность шланга и, при необходимости, заменить. Проверить герметичность вакуумных насадок и плотность их прилегания к поверхности тела. Если это не помогает, то необходим ремонт, осуществляемый предприятием-изготовителем или уполномоченной организацией*.

На ЖКИ установлено высокое значение разрежения, а в рабочем объёме оно заметно ниже или отсутствует.	Перегиб шланга или засор фильтра.	Проверить правильность расположения шланга, удалить фильтр и проверить без него. Если неисправность устранена, заменить фильтр. Если это не помогает, то необходим ремонт, осуществляемый предприятием-изготовителем или уполномоченной организацией*.
Не переключа- ются режимы работы, при включе- нии сетевого выключателя и подключении се- тевого кабеля к разъёму базово- го блока слышно искрение.	Выход из строя электронных компонентов (сетевого выключателя, кнопок управления, элементов платы питания).	Дальнейшая эксплуатация аппарата запрещена, необходим ремонт, осуществляемый предприятиемизготовителем или уполномоченной организацией*.

^{*} Уполномоченной организацией является предприятие, имеющее право на ремонт и сервисное обслуживание соответствующей техники.

10. Маркировка и пломбирование.

- 10.1. На лицевой панели аппарата нанесены: название аппарата, мнемонические обозначения и надписи органов управления. На нижней части корпуса расположен шильдик, содержащий товарный знак предприятия-изготовителя, заводской номер, номер технических условий и знак сертификации. Номинальное напряжение, потребляемая мощность, частота переменного тока питающей сети и символы классификации по электробезопасности по ГОСТ IEC 60335-1-2015 содержатся на шильдике сети, расположенном на задней стенке базового блока.
- 10.2. Аппарат пломбируется после приёмки СКК. Пломба наносится с нижней стороны корпуса на один из винтов, скрепляющих части аппарата.

11. Правила хранения и транспортировки.

- 11.1. Хранение аппарата производится в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ-15150-69 по группе условий хранения 2С при температуре $(+5 \div +40)^{\circ}$ С.
- 11.2. Упакованный аппарат следует транспортировать в упаковочной таре изготовителя закрытыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании необходимо обеспечить устойчивое положение транспортной тары и отсутствие её перемещений в процессе транспортировки. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при относительной влажности 100% при 25°C.

12. Гарантийные обязательства.

- 12.1. Изготовитель и торговая организация гарантирует соответствие аппарата требованиям настоящего РЭ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 12.2. Гарантийный срок эксплуатации аппарата 24 месяца со дня продажи.
- 12.3. Гарантийные обязательства выполняются только при предъявлении РЭ и сохранности пломбы. При отсутствии в РЭ отметки торгового предприятия о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска аппарата, указанной в разделе 13.

Гарантия на аппарат не распространяется в случаях:

- отсутствия РЭ при предъявлении аппарата на ремонт;
- нарушения защитной пломбы;
- механических повреждений, в том числе возникших при транспортировании;
- выхода из строя аппарата из-за попадания внутрь него жидкостей или других инородных предметов.
- 12.4. По истечении гарантийного срока ремонт аппарата производится за счет потребителя.
- 12.5. По вопросам ремонта следует обращаться по адресу:

ООО БИНОМ 248000, Россия, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33, а/я 1038 e-mail: binom-kaluga@mail.ru тел. (4842) 57-37-99, 57-66-09.

13. Свидетельство о приёмке.

Аппарат вакуумн	ного мас	сажа «	УЗОРМ Е	ЕД [®] -ВАК	УУМ»
ваводской № соответс			ветствуе	т технич	еским
условиям ТУ 27.51.21	7.51.21-010-20734945-2021 и признан годн			ЭДНЫМ	
для эксплуатации.					
Начальник ОТК	/			/	
•		[/] расшис	рровка под	цписи)	
N	И.П.				
Дата изготовления «	»		20	Г.	

14. Указания по электромагнитной совместимости. *Таблица 11*

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитная эмиссия

Аппарат вакуумного массажа **«УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»** предназначается для применения в электромагнитной обстановке, указанной ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его применение в указанной обстановке.

Испытание на электромаг- нитную эмиссию	Соответ- ствие	Указания по электромагнитной обстановке
FOCT P 51318.11 - 2006	Группа 1	Аппарат использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведёт к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования.

ΓΟCT P 51318.11 - 2006	Класс В	Аппарат пригоден для приме-
Гармонические составляющие потребляемого тока по ГОСТ 30804.3.2-2013	Класс А	нения в любых местах разме- щения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распредели-
Колебания напряжения и фликер по МЭК 610003-3	Соответ- ствует	тельной электрической сети, питающей жилые дома.

Таблица 12

Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость

Аппарат вакуумного массажа **«УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»** предназначается для применения в электромагнитной обстановке, указанной ниже. Покупателю или пользователю аппарата следует обеспечить его применение в указанной обстановке.

Испытание на помехо- устойчивость	Испытатель- ный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Указания по электро- магнитной обстановке
Электростатиче- ские разряды по МЭК 61000-4-2	± 6 кВ – контактный разряд	Соответ- ствует	Пол в помещении из дерева, бетона или керамической плитки.
	± 8 кВ – воздушный разряд	Соответ- ствует	При полах, покрытых синтетическим материалом, относительная влажность воздуха - не менее 30%.

Наносекундные импульсы по МЭК 61000-4-4	± 2 кВ – для линий элек- тропитания	Соответ- ствует	Качество электриче- ской энергии в сети следует обеспечить в соответствии с типич-
	± 1 кВ – для линий ввода/ вывода	Соответ- ствует	ными условиями коммерческой или больничной обстановки. Рекомендуется использовать сетевой фильтр с защитой от наносекундных импульсных помех.
Микросекунд- ные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5	± 1 кВ – при подаче помехи по схеме «провод-провод»	Соответ- ствует	Качество электриче- ской энергии в сети следует обеспечить в соответствии с ти- пичными условиями коммерческой или больничной обста-
	± 2 кВ — при подаче помехи по схеме «проводземля»	Соответ- ствует	новки.

_						
	Провалы напряжения, кратковременные прерывания и изменения напряжения во входных линиях электро-	Провал на- пряжения более 95% Ин в течение 0,5 периода Провал на-	Соответ-	Качество электриче- ской энергии в сети следует обеспечить в соответствии с ти- пичными условиями коммерческой или больничной		
	питания по МЭК 61000-4-11	пряжения 60% Uн в течение 5 периодов	ствует	обстановки.		
		Провал на- пряжения 30% Uн в течение 25 периодов	Соответ- ствует			
		Провал на- пряжения более 95% Ин в течение 5 сек	Соответ- ствует			
	Магнитное поле промыш- ленной часто- ты (50/60 Гц) по МЭК 61000-4-8	3 А/м	Соответ- ствует	Уровни магнитного поля следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки.		
	Uн - уровень напряжения в электрической сети до момента подачи испы-					

Кондуктивные помехи, наве- денные радио- частотными электромагнит- ными полями по	3 В (сред- неквадра- тичное значение) в полосе от 150 кГц	3, B	Расстояние между используемыми мобильными радиотелефонными системами связи и любым элементом вакуумной терапии <i>АВМ «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»</i> , включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разноса, который рассчитывается в соответствии с приведенными ниже выражениями применительно к частоте передатчика. Рекомендуемый пространственный разнос: d=1,2 √Р
МЭК 61000-4-6	до 80 МГц		
Радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000-4-3	3 В/м в полосе от 80 МГц до 2,5 ГГц	3, В/м	$d=1,2 \sqrt{P}$ (от 80 до 800 МГц); $d=2,3 \sqrt{P}$ (от 800 МГц до 2,5 ГГц), где d - рекомендуемый пространственный разнос, m^b); P - номинальная максимальная выходная мощность передатчика, Вт, установленная изготовителем.

Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой ^{а)}, должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот ^{b)}.

Влияние помех может иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком



а) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных), и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков не могут быть определены расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения аппарата вакуумного массажа «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ» превышают применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за его работой с целью проверки его нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то, возможно, необходимо принять дополнительные меры: такие как переориентировка или перемещение аппарата.

b) Вне полосы от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем 3 В.

Примечания:

- 1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.
- 2. Выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и аппаратом вакуумного массажа *«УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»*.

Аппарат вакуумного массажа **«УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»** предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь аппарата может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и аппаратом вакуумного массажа **«УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»**, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи.

Номинальная максимальная	Пространственный разнос d м, в зависимости от частоты передатчика			
выходная мощность передатчика Р, Вт	d =1,2 \sqrt{P} d =1,2 \sqrt{P} θ		<i>d</i> =2,3 √ <i>P</i> в полосе частот от 800 МГц до 2,5 ГГц	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	23	

При определении рекомендуемых значений пространственного разноса **d** для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность **P** в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.

Примечания:

- 1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.
- 2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

ТАЛОН №1

на гарантийный ремонт аппарата «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ» **KOPELLIOK TAJIOHA №1** Ответственное лицо ремонтного предприятия талон изъят «.....»

подпись, фамилия

на гарантийный ремонт аппарата «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»

«УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»
Заводской номер
Изготовлен «»20г.
Продан организацией
наименование
Дата продажи « »20 г.
Штамп и подпись продавца
Владелец
ф.и.о.
адрес
телефон
Содержание работ по устранению неисправностей
Ответственное лицо
«»20 г.
Штамп Подпись

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт аппарата «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ» KOPEШOK TAЛОНА № 2 Ответственное лицо ремонтного предприятия талон изъят «____»

подпись, фамилия

на гарантийный ремонт аппарата **«УЗОРМЕД**®**-ВАКУУМ»**

Заводской номер
Изготовлен «»20г.
Продан организацией
наименование
Дата продажи « »
Штамп и подпись продавца
Владелец
ф.и.о.
адрес
телефон
Содержание работ по устранению неисправностей
Ответственное лицо
«»20 г.

ТАЛОН № 3

на гарантийный ремонт аппарата «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ» КОРЕШОК ТАЛОНА № 3 талон изъят «...

подпись, фамилия Ответственное лицо ремонтного предприятия

на гарантийный ремонт аппарата «УЗОРМЕД®-ВАКУУМ»

WYSOI WILH DARY YWW							
Заводской номер							
Изготовлен «»20г.							
Продан организацией							
наименование							
Дата продажи «»20 г.							
Штамп и подпись продавца							
Владелец							
ф.и.о.							
адрес							
телефон							
Содержание работ по устранению неисправностей							
Ответственное лицо							
«»20 г.							
Штамп Подпись							